



Catalogus Wiegand

Medicatiebeheer op maat van de patiënt

Inhoud

Wiegand, medicatiebeheer op maat van de patiënt	4
Waarom kiezen voor Wiegand?	4
MediDispensers	5
Kleine MediDispensers	5
Medium MediDispensers	7
Grote MediDispensers	10
MediDispensers toebehoren	12
Tussenschotten	12
Schuifdeksels	13
Inlay Blister	14
Distributieplateaus	15
Weeksystemen	16
Verdeling op plateaus	16
Verdeling in weekboxen	18
Verdeling in weekcontainers	19
BlisterBoxen	20
Toebehoren	21
MediCups & deksels	21
Tabletten	21
Labels	23

Wiegand, medicatiebeheer op maat van de patiënt

Wiegand biedt een **oplossing voor de distributie van medicatie**, zowel in een zorginstelling als in een ambulante setting. Dankzij Wiegand kan een pakket **op maat van de patiënt en de behandeling samengesteld worden**. De verschillende distributiesystemen zorgen voor een **efficiënte manier van werken** en verhogen de **veiligheid van de patiënt**.

Waarom kiezen voor Wiegand ?

Patiëntveiligheid

Het gamma van Wiegand zorgt voor een hoge patiëntveiligheid dankzij de **individuele mogelijkheden**. De eenvoudige, modulaire medicatiesystemen zijn zowel **toepasbaar in een zorginstelling als in de ambulante zorg**. Bijgevolg daalt de werklast voor verpleegkundigen en/of apothekers. Dit resulteert in een **daling van medicatiefouten** en bijgevolg ook in een **daling van ziektekosten**.

Sustainable know-how

Wiegand heeft meer dan **40 jaar ervaring** in verdeling van medicatie. Voor de ontwikkeling van hun producten wordt er samengewerkt met artsen en specialisten. Dit resulteert in een assortiment dat garant staat voor **efficiëntie**. Het Wiegand gamma staat garant voor kwaliteit en is een duurzame investering.



MediDispensers

De medicatiedispensers worden gebruikt om de **dagelijkse medicatie per patiënt te ordenen**. De veiligheid van toediening staat hier centraal en wordt op verschillende manieren gegarandeerd:

- **Personalisatie door labeling** en indeling aan de hand van **tussenschotten**.
De tussenschotten kunnen tot 12 compartimenten creëren.
- **Beschikbaar in verschillende maten**. Dit geeft de mogelijkheid om elk soort medicatie (tabletten, spuiten, vloeibare medicatie,...) op te bergen in de MediDispenser.
- Het **schuifdeksel** zorgt ervoor dat de **volgorde** van de medicatie **gerespecteerd** wordt.



De MediDispensers worden ingedeeld op **basis van hun afmetingen**. De **benaming** van de MediDispensers is opgebouwd uit **twee cijfers**: het eerste cijfer verwijst naar het nummer van de MediDispenser, het tweede cijfer verwijst naar het nummer van het schuifdeksel.

De tussenschotten, schuifdeksels en inlay blister kunnen apart besteld worden.

Kleine MediDispensers

MediDispenser 01/09

MediDispenser 01/09 is opgedeeld in 4 vaste compartimenten.
Afmetingen: 165x50x20mm

De MediDispenser is compatibel met:

- Wiegand Tray Week 291
- Wiegand Tray Distributie 31(B)
- Wiegand Tray Distributie 51
- Wiegand Tray Distributie 251



Art. nr	Omschrijving	QTY
6002233	Wiegand MediDispenser 01/09	1 PC
9798294	Wiegand Tray Week 291	1 PC
6002255	Wiegand Tray Distributie 31	1 PC
6002256	Wiegand Tray Distributie 31B	1 PC
6002211	Wiegand Tray Distributie 51	1 PC
6002210	Wiegand Tray Distributie 251	1 PC



De MediDispenser is ook beschikbaar in:

Art. nr	Omschrijving	QTY
9798289	Wiegand Weekbox + 7 MediDispensers 01/09	1 PC
9798283	Wiegand Weekbox Textiel + 7 MediDispensers 01/09	1 PC

MediDispenser 11/19

MediDispenser 11/19 is opgedeeld in 4 vaste compartimenten. De open ruimte kan gebruikt worden om de patiënt te specificeren.

Afmetingen: 225x50x20mm

De MediDispenser is compatibel met:

- Schuifdeksel 19
- Wiegand Tray Week 591
- Wiegand Tray Distributie 31(B)
- Wiegand Tray Distributie 51
- Wiegand Tray Distributie 251
- Wiegand Weekbox voor MediDispenser 11/19



Art. nr	Omschrijving	QTY
6002234	Wiegand MediDispenser 11/19	1 PC
6002265	Schuifdeksel 19	1 PC
6002212	Wiegand Tray Week 591	1 PC
6002255	Wiegand Tray Distributie 31	1 PC
6002256	Wiegand Tray Distributie 31B	1 PC
6002211	Wiegand Tray Distributie 51	1 PC
6002210	Wiegand Tray Distributie 251	1 PC
6002115	Wiegand Weekbox voor MediDispenser 11/19	1 PC



De MediDispenser is ook beschikbaar in:

Art. nr	Omschrijving	QTY
6002213	Wiegand Weekbox + 7 MediDispensers 11/19	1 PC

Medium MediDispensers

MediDispenser 41/49

MediDispenser 41/49 is opgedeeld in 4 vaste compartimenten.
Afmetingen: 228x81x20mm

De MediDispenser is compatibel met:

- Schuifdeksel 49/69/349
- Wiegand Tray Week 991
- Wiegand Tray Distributie 31(B)
- Wiegand Tray Distributie 51
- Wiegand Tray Distributie 251
- Wiegand Weekbox voor MediDispenser 41/49, 61/69, 341/349



Art. nr	Omschrijving	QTY
6002239	Wiegand MediDispenser 41/49	1 PC
6002252	Schuifdeksel 49/69/349	1 PC
9798284	Wiegand Tray Week 991	1 PC
6002255	Wiegand Tray Distributie 31	1 PC
6002256	Wiegand Tray Distributie 31B	1 PC
6002211	Wiegand Tray Distributie 51	1 PC
6002210	Wiegand Tray Distributie 251	1 PC
9798285	Wiegand Weekbox voor MediDispenser 41/49, 61/69, 341/349	1 PC



De MediDispenser is ook beschikbaar in:

Art. nr	Omschrijving	QTY
9798291	Wiegand Weekbox + 7 MediDispensers 41/49	1 PC

MediDispenser 61/69

MediDispenser 61/69 wordt gecombineerd met een blister met 4 compartimenten.
Afmetingen: 228x81x20mm

De MediDispenser is compatibel met:

- Wiegand Inlay Blister 67
- Schuifdeksel 49/69/369
- Wiegand Tray Week 991
- Wiegand Tray Distributie 31(B)
- Wiegand Tray Distributie 51
- Wiegand Tray Distributie 251
- Wiegand Weekbox voor MediDispenser 41/49, 61/69, 341/349



6002215: Wiegand Inlay Blister 67

Art. nr	Omschrijving	QTY
6002230	Wiegand MediDispenser 61/69	1 PC
6002215	Wiegand Inlay Blister 67	1 PC
6002252	Schuifdeksel 49/69/349	1 PC
9798284	Wiegand Tray Week 991	1 PC
6002255	Wiegand Tray Distributie 31	1 PC
6002256	Wiegand Tray Distributie 31B	1 PC
6002211	Wiegand Tray Distributie 51	1 PC
6002210	Wiegand Tray Distributie 251	1 PC
9798285	Wiegand Weekbox voor MediDispenser 41/49, 61/69, 341/349	1 PC

MediDispenser 341/349

MediDispenser 341/349 wordt geleverd met **3 tussenschotten**. Op deze manier kunnen compartimenten op maat van de medicatie en de patiënt gemaakt worden. De MediDispenser kan in maximaal 8 compartimenten onderverdeeld worden. Zowel tussenschotten als schuifdeksel kunnen apart besteld worden.

Afmetingen: 228x81x20mm

De MediDispenser is compatibel met:

- Tussenschot 342
- Schuifdeksel 49/69/349
- Wiegand Tray Week 991
- Wiegand Tray Distributie 31(B)
- Wiegand Tray Distributie 51
- Wiegand Tray Distributie 251
- Wiegand Weekbox voor MediDispenser 41/49, 61/69, 341/349
- Wiegand Weekcontainer voor MediDispenser 341/349



Art. nr	Omschrijving	QTY
6002238	Wiegand MediDispenser 341/349	1 PC
6002262	Tussenschot 342	1 PC
6002252	Schuifdeksel 49/69/349	1 PC
9798284	Wiegand Tray Week 991	1 PC
6002255	Wiegand Tray Distributie 31	1 PC
6002256	Wiegand Tray Distributie 31B	1 PC
6002211	Wiegand Tray Distributie 51	1 PC
6002210	Wiegand Tray Distributie 251	1 PC
9798285	Wiegand Weekbox voor MediDispenser 41/49, 61/69, 341/349	1 PC
6002263	Wiegand Weekcontainer voor MediDispenser 341/349	1 PC



De MediDispenser is ook beschikbaar in:

Art. nr	Omschrijving	QTY
6002208	Wiegand Weekcontainer + 7 MediDispensers 341/349	1 PC

MediDispenser 141/149

MediDispenser 141/149 wordt geleverd met **3 tussenschotten**. Op deze manier kunnen compartimenten op maat van de medicatie en de patiënt gemaakt worden. De MediDispenser kan in maximaal 6 compartimenten onderverdeeld worden. De open ruimte kan gebruikt worden om de patiënt te specificeren. De tussenschotten kunnen apart besteld worden. Afmetingen: 228x78x23mm

De MediDispenser is compatibel met:

- Tussenschot 142
- Wiegand Tray Week 491
- Wiegand Tray Distributie 31(B)
- Wiegand Tray Distributie 51
- Wiegand Tray Distributie 251



Art. nr	Omschrijving	QTY
9798297	Wiegand MediDispenser 141/149	1 PC
6002257	Tussenschot 142	90 PCS
9798288	Wiegand Tray Week 491	1 PC
6002255	Wiegand Tray Distributie 31	1 PC
6002256	Wiegand Tray Distributie 31B	1 PC
6002211	Wiegand Tray Distributie 51	1 PC
6002210	Wiegand Tray Distributie 251	1 PC

MediDispenser 171/179

MediDispenser 171/179 wordt geleverd met **3 tussenschotten**. Op deze manier kunnen compartimenten op maat van de medicatie en de patiënt gemaakt worden. De MediDispenser kan in maximaal 8 compartimenten onderverdeeld worden. De tussenschotten kunnen apart besteld worden. Afmetingen: 265x98x22.2mm

De MediDispenser is compatibel met:

- Tussenschot 172
- Wiegand Tray Distributie 31(B)
- Wiegand Tray Distributie 51
- Wiegand Tray Distributie 251



Art. nr	Omschrijving	QTY
6002240	Wiegand MediDispenser 171/179	1 PC
6002258	Tussenschot 172	1 PC
6002255	Wiegand Tray Distributie 31	1 PC
6002256	Wiegand Tray Distributie 31B	1 PC
6002211	Wiegand Tray Distributie 51	1 PC
6002210	Wiegand Tray Distributie 251	1 PC

MediDispenser 181/189

MediDispenser 181/189 wordt geleverd met **3 tussenschotten**. Op deze manier kunnen compartimenten op maat van de medicatie en de patiënt gemaakt worden. De MediDispenser kan in maximaal 8 compartimenten onderverdeeld worden. Afmetingen: 265x98x42.5mm

De MediDispenser is compatibel met:

- Wiegand Tray Distributie 31(B)
- Wiegand Tray Distributie 51
- Wiegand Tray Distributie 251



Art. nr	Omschrijving	QTY
6002241	Wiegand MediDispenser 181/189	1 PC
6002255	Wiegand Tray Distributie 31	1 PC
6002256	Wiegand Tray Distributie 31B	1 PC
6002211	Wiegand Tray Distributie 51	1 PC
6002210	Wiegand Tray Distributie 251	1 PC

Grote MediDispensers

MediDispenser 261/269

MediDispenser 261/269 wordt standaard geleverd met **3 tussenschotten**. Op deze manier kunnen compartimenten op maat van de medicatie en de patiënt gemaakt worden. De MediDispenser kan in maximaal 12 compartimenten onderverdeeld worden. De open ruimte kan gebruikt worden om de patiënt te specificeren. Zowel tussenschotten als schuifdeksel kunnen apart besteld worden.

Afmetingen: 358x76.5x44.5mm

De MediDispenser is compatibel met:

- Tussenschot 262
- Schuifdeksel 269
- MediCups
- Wiegand Tray Week 691
- Wiegand Tray Distributie 251



Art. nr	Omschrijving	QTY
6002235	Wiegand MediDispenser 261/269	1 PC
6002259	Tussenschot 262	200 PCS
6002250	Schuifdeksel 269	1 PC
6002254	Wiegand Tray Week 691	1 PC
6002210	Wiegand Tray Distributie 251	1 PC

MediDispenser 271/279

MediDispenser 271/279 wordt standaard geleverd met **3 tussenschotten**. Op deze manier kunnen compartimenten op maat van de medicatie en de patiënt gemaakt worden. De MediDispenser kan in maximaal 12 compartimenten onderverdeeld worden. Zowel tussenschotten als schuifdeksel kunnen apart besteld worden.

Afmetingen: 338x66.5x24mm

De MediDispenser is compatibel met:

- Tussenschot 272
- Schuifdeksel 279/289
- Wiegand Tray Week 1091
- Wiegand Tray Transport Collectbox (1291)
- Wiegand Tray Distributie 251



Art. nr	Omschrijving	QTY
6002236	Wiegand MediDispenser 271/279	1 PC
6002260	Tussenschot 272	120 PCS
6002251	Schuifdeksel 279/289	1 PC
6002243	Wiegand Tray Week 1091	1 PC
6002207	Wiegand Tray Transport Collectbox (1291)	1 PC
6002210	Wiegand Tray Distributie 251	1 PC

MediDispenser 281/289

MediDispenser 281/289 wordt standaard geleverd met **3 tussenschotten**. Op deze manier kunnen compartimenten op maat van de medicatie en de patiënt gemaakt worden. De MediDispenser kan in maximaal 12 compartimenten onderverdeeld worden. Zowel tussenschotten als schuifdeksel kunnen apart besteld worden.

Afmetingen: 338x66.5x45mm

De MediDispenser is compatibel met:

- Tussenschot 282
- Schuifdeksel 279/289
- MediCups
- Wiegand Tray Week 1091
- Wiegand Tray Transport Collectbox (1291)
- Wiegand Tray Distributie 251



Art. nr	Omschrijving	QTY
6002237	Wiegand MediDispenser 281/289	1 PC
6002261	Tussenschot 282	80 PCS
6002251	Schuifdeksel 279/289	1 PC
6002243	Wiegand Tray Week 1091	1 PC
6002207	Wiegand Tray Transport Collectbox (1291)	1 PC
6002210	Wiegand Tray Distributie 251	1 PC

MediDispensers toebehoren

Tussenschotten

Tussenschot 342

Tussenschot 342 is compatibel met de medium MediDispenser 341/349.
Een maximum van 7 tussenschotten kunnen gebruikt worden bij MediDispenser 341/349.

Tussenschot 142

Tussenschot 142 is compatibel met de medium MediDispenser 141/149.
Een maximum van 5 tussenschotten kunnen gebruikt worden bij MediDispenser 141/149.

Tussenschot 172

Tussenschot 172 is compatibel met de medium MediDispenser 171/179.
Een maximum van 7 tussenschotten kunnen gebruikt worden bij MediDispenser 171/179.

Tussenschot 262

Tussenschot 262 is compatibel met de grote MediDispenser 261/269.
Een maximum van 11 tussenschotten kunnen gebruikt worden bij MediDispenser 261/269.

Tussenschot 272

Tussenschot 272 is compatibel met de grote MediDispenser 271/279.
Een maximum van 11 tussenschotten kunnen gebruikt worden bij MediDispenser 271/279.

Tussenschot 282

Tussenschot 282 is compatibel met de grote MediDispenser 281/289.
Een maximum van 11 tussenschotten kunnen gebruikt worden bij MediDispenser 281/289.


Art. nr	Omschrijving	QTY
6002262	Wiegand Tussenschot 342	1 PC
6002257	Wiegand Tussenschot 142	90 PCS
6002258	Wiegand Tussenschot 172	1 PC
6002259	Wiegand Tussenschot 262	200 PCS
6002260	Wiegand Tussenschot 272	120 PCS
6002261	Wiegand Tussenschot 282	80 PCS



Wiegand tussenschot 342
6002262



Wiegand tussenschot 142
6002257



Wiegand tussenschot 172
6002258



Wiegand tussenschot 262
6002259



Wiegand tussenschot 272
6002260



Wiegand tussenschot 282
6002261


Schuifdeksels

Schuifdeksel 19

Schuifdeksel 19 is compatibel met de kleine MediDispenser 11/19.

Schuifdeksel 46/69/349

Schuifdeksel 49/69/349 is compatibel met de medium MediDispenser 41/49, 61/69 en 341/349.



Wiegand schuifdeksel 46/69/349
6002252

Schuifdeksel 269


Schuifdeksel 269 is compatibel met de medium MediDispenser 261/269.



Wiegand schuifdeksel 269
6002250

Schuifdeksel 279/289

Schuifdeksel 279/289 is compatibel met de grote MediDispensers 271/279 en 281/289.



Wiegand schuifdeksel 279/289
6002251

Art. nr	Omschrijving	QTY
6002265	Wiegand Schuifdeksel 19	1 PC
6002252	Wiegand Schuifdeksel 49/69/349	1 PC
6002250	Wiegand Schuifdeksel 269	1 PC
6002251	Wiegand Schuifdeksel 279/289	1 PC

Blister

Inlay Blister 67

Blister 67 is compatibel met de medium MediDispenser 61/69.

De blister bevat 4 vaste compartimenten en is geschikt voor éénmalig gebruik.



Art. nr	Omschrijving	QTY
6002215	Wiegand Inlay Blister 67	1 PC

Distributieplateaus

Dankzij de distributieplateaus kunnen zowel MediDispensers als MediCups klaar gezet worden. Er kan gekozen worden om de medicatie van één dag voor verschillende patiënten rond te dragen of om medicatie van meerdere dagen voor één patiënt klaar te zetten.

Tray 31

Wiegand tray 31 heeft plaats voor 19 kleine en medium MediDispensers: 01/09, 11/19, 41/49, 61/69, 341/349, 141/149, 171/179 en 181/189. Verder kunnen er ook 23 MediCups gestockeerd worden.

Tray 31B

Wiegand tray 31B heeft plaats voor 19 kleine en medium MediDispensers: 01/09, 11/19, 41/49, 61/69, 341/349, 141/149, 171/179 en 181/189. Verder kunnen er ook 23 MediCups gestockeerd worden. Tray 31B heeft een versterkte basis.

Tray 51

Wiegand tray 51 heeft plaats voor 17 kleine en medium MediDispensers: 01/09, 11/19, 41/49, 61/69, 341/349, 141/149, 171/179 en 181/189. Verder kunnen er ook 54 MediCups gestockeerd worden.

Tray 251

Wiegand tray 251 is een universele plateau. Deze plateau heeft plaats voor 22 kleine, medium en grote MediDispensers. Verder kunnen er ook 110 MediCups gestockeerd worden.

Art. nr	Omschrijving	QTY
6002255	Wiegand Tray Distributie 31	1 PC
6002256	Wiegand Tray Distributie 31B	1 PC
6002211	Wiegand Tray Distributie 51	1 PC
6002210	Wiegand Tray Distributie 251	1 PC



Wiegand Tray Distributie 31
6002255



Wiegand Tray Distributie 31B
6002256



Wiegand Tray Distributie 51
6002211



Wiegand Tray Distributie 251
6002210

Weeksystemen

Verbeter de efficiëntie dankzij de weeksystemen van Wiegand. De MediDispensers kunnen op een weekplateau geplaatst worden, in een weekbox of weekcontainer. Deze systemen bieden de ideale oplossing om wekelijks medicatie te verdelen.

Verdeling op plateaus

Tray 291

Tray 291 is geschikt voor 7 MediDispensers 01/09 op te plaatsen. Indien gewenst kan de plateau afgesloten worden met een schuifdeksel.

Tray 591

Tray 591 is geschikt voor 7 MediDispensers 11/19 op te plaatsen. Indien gewenst kan de plateau afgesloten worden met een schuifdeksel.

Tray 991

Tray 991 is geschikt voor 7 MediDispensers 41/49, 61/69 of 341/349 op te plaatsen.

Tray 491

Tray 491 is geschikt voor 7 MediDispensers 141/149 op te plaatsen.

Tray 691

Tray 691 is geschikt voor 7 MediDispensers 261/269 op te plaatsen.

Tray 1091

Tray 1091 is geschikt voor 8 MediDispensers 271/279 of 281/289 op te plaatsen. De 8e MediDispenser kan gebruikt worden om reservemedicatie te voorzien of in afwachting van een volgende tray.

Tray transport collectbox (1291)

De Wiegand Tray Transport Collectbox (1291) is geschikt voor 7 MediDispensers 271/279 of 281/289. Deze plateau wordt voornamelijk gebruikt om transport tussen apotheek en patiënt vlot te laten verlopen.

Art. nr	Omschrijving	QTY
9798294	Wiegand Tray Week 291	1 PC
6002212	Wiegand Tray Week 591	1 PC
9798284	Wiegand Tray Week 991	1 PC
9798288	Wiegand Tray Week 491	1 PC
6002254	Wiegand Tray Week 691	1 PC
6002243	Wiegand Tray Week 1091	1 PC
6002207	Wiegand Tray Transport Collectbox (1291)	1 PC



Wiegand Tray Week 291
9798294



Wiegand Tray Week 591
6002212



Wiegand Tray Week 991
9798284



Wiegand Tray Week 491
9798288



Wiegand Tray Week 691
6002254



Wiegand Tray Week 1091
6002243



Wiegand Tray Transport Collectbox 1291
6002207

Verdeling in weekboxen

Weekbox 01/09

De Wiegand Weekbox 01/09 wordt geleverd met 7 MediDispensers. Het is ook mogelijk om de box in textiel te bestellen.

Weekbox 11/19

De Wiegand Weekbox 11/19 kan zowel gevuld als leeg geleverd worden.

Weekbox 41/49

De Wiegand Weekbox 41/49 wordt geleverd met 7 MediDispensers.

Weekbox 41/49, 61/69, 341/349

De Wiegand Weekbox 41/49, 61/69, 341/349 wordt leeg geleverd.

Art. nr	Omschrijving	QTY
9798289	Wiegand Weekbox + 7 MediDispensers 01/09	1 PC
9798283	Wiegand Weekbox Textiel + 7 MediDispensers 01/09	1 PC
6002115	Wiegand Weekbox voor MediDispenser 11/19	1 PC
6002213	Wiegand Weekbox + 7 MediDispensers 11/19	1 PC
9798291	Wiegand Weekbox + 7 MediDispensers 41/49	1 PC
9798285	Wiegand Weekbox voor MediDispenser 41/49, 61/69, 341/349	1 PC



Wiegand weekbox +
7 MediDispensers 01/09
9798289



Wiegand weekbox Textiel +
7 MediDispensers 01/09
9798283



Wiegand weekbox voor
MediDispensers 11/19
6002115



Wiegand weekbox +
7 MediDispensers 11/19
6002213



Wiegand weekbox +
7 MediDispensers 41/49
9798291



Wiegand weekbox +
7 MediDispensers 41/49, 61/69, 341/349
9798285

Verdeling in weekcontainers

Weekcontainer 341/349

De Wiegand Weekcontainer 341/349 kan zowel gevuld als leeg geleverd worden.


Art. nr	Omschrijving	QTY
6002263	Wiegand Weekcontainer voor MediDispenser 341/349	1 PC
6002208	Wiegand Weekcontainer + 7 MediDispensers 341/349	1 PC



BlisterBoxen

De BlisterBoxen zijn het ideale opslagsysteem voor individueel verpakte medicatie. De medicatie zit verpakt per inname-moment en wordt op een rol in de BlisterBox verpakt.

Art. nr	Omschrijving	QTY
6002264	Wiegand BlisterBox Bloem 312t	1 PC
6002205	Wiegand BlisterBox Blanco 312t	1 PC



Toebehoren

MediCups en deksels

De herbruikbare MediCups zijn gegradueerd tot 25 mL. Het is mogelijk zowel vloeibare medicatie als tabletten, gelulen,... toe te dienen met de MediCups. De MediCups zijn beschikbaar in het wit, blauw, groen, geel of rood. Dankzij deze verschillende kleuren is het mogelijk een onderscheid te maken in toedieningstijd, patiënt, type medicatie,... De deksels zijn apart te bestellen. Zowel de MediCups als de deksels mogen gereinigd worden in de vaatwasser.

Art. nr	Omschrijving	QTY
6002225	Wiegand MediCup Transparant Blauw	50 PCS
6002226	Wiegand MediCup Transparant Geel	50 PCS
6002227	Wiegand MediCup Transparant Groen	50 PCS
6002228	Wiegand MediCup Transparant Rood	50 PCS
6002229	Wiegand MediCup Transparant Wit	50 PCS
6002223	Wiegand MediCup Deksel	50 PCS



Tabletten

MediSplitter

Tabletten kunnen gehalveerd of gevierendeeld worden dankzij de MediSplitter. Na het snijden van de tablet, vallen de delen in het aangrenzende compartimentje.

Opgelet: het mesje is extreem scherp.

Art. nr	Omschrijving	QTY
6002242	Wiegand MediSplitter	1 PC



MediCrusher

Tabletten kunnen manueel geplet of verpulverd worden dankzij de MediCrusher. De MediCrusher handelt als een kleine mortier. Dankzij de draaikop gebeurt het vermalen van tabletten in een handomdraai. De MediCrusher mag gereinigd worden in de vaatwasser.

Art. nr	Omschrijving	QTY
6002222	Wiegand MediCrusher	1 PC



PillCrusher

Tabletten kunnen verpulverd en vermalen worden dankzij de PillCrusher. De verpulverde tablet komt automatisch in de bijhorende MediCup. De PillCrusher mag gereinigd worden in de vaatwasser.

Art. nr	Omschrijving	QTY
6002246	Wiegand PillCrusher	1 PC




PillCrusher professional & zakjes

Tabletten kunnen met de grootste hygiëne en kleinste kracht verpulverd worden tot een poeder dankzij de PillCrusher professional. De hefboom van de PillCrusher professional zorgt voor een hoog gebruiksgemak.

De PillCrusher professional wordt gebruikt in combinatie met de bijhorende zakjes. De zakjes worden gekenmerkt door kleine ribbeltjes en hebben afgerond hoeken. Op deze manier komt het poeder makkelijk uit de zakjes. De PillCrusher professional is onderhoudsvrij en makkelijk te reinigen.

Art. nr	Omschrijving	QTY
6002244	Wiegand PillCrusher Professional	1 PC
6002245	Wiegand PillCrusher Professional Zakjes	50 PCS



Labels

Dankzij de labels kunnen de MediDispensers verder gepersonaliseerd worden.

Label 510.13

Label 510.13 heeft ruimte om de naam van de patiënt en medicatie te noteren.

Compatibel met MediDispensers 11, 141, 161, 261



Afmeting 75x48 mm

Label 510.64-7

Label 510.64-7 is een medicatielabel dat in MediDispenser 61 kan gestoken worden.

Afmeting 206x46 mm

Art. nr	Omschrijving	QTY
6002216	Wiegand Label 510.13	1 PC
6002217	Wiegand Label 510.64-7 50Pgs	1 PC



HOE ONS CONTACTEREN?



**Venecoweg 20A
9810 Nazareth**



0800 128 80
(tijdens de kantooruren:
9u-12u30 & 14u-17u)



info@fagron.be



fagron.be



myprep.fagron.be

Grondstoffen,
verpakkingsmaterialen,
gelules en labels via
MyPREP by Fagron.



**Via uw
vertegenwoordiger**



IBOTP & PharmInTouch

Wist u dat u al uw Fagron
producten kan bestellen via uw
eigen apotheeksoftware of het
PharmInTouch webplatform?

24/7



Notities

