

## LISTE - MATIÈRES PREMIÈRES ET MATÉRIAUX OBLIGATOIRES

### ACTIFS

SUBSTANCE ACTIVE	QUANTITÉ OBLIGATOIRE	CNK	QTY	NOTE
ACIDE ACÉTYLSALICYLIQUE	10 G	0290-866	250 G	
IODURE DE POTASSIUM	100 G	0256-255	100 G	Tablettes sont aussi possibles
MÉTHYLPREDNISOLONE	400 MG	0296-046	1 G	Médrol est également possible
MORPHINE	1 G	0013-806	5 G	
PARACÉTAMOL	100 G	0252-148	100 G	Cristal
		4261-707	100 G	Poudre cristalline
RIFAMPICINE	10 G	2316-412	10 G	
POLYSORBAAT 80	0,1 G	0262-915	100 ML	
MÉTABISULFITE DE SODIUM	0,5 G	2580-488	250 G	
SACCHARINATE DE SODIUM	0,1 G	4262-028	10 G	
GOMME XANTHANE	1,5 G	2316-420	100 G	
BANANANAROMA	0,5 G	2098-291	30 ML	
L'EAU POUR LA CONSERVATION	500 ML	0141-226	1 L	
		4567-491	1L	TMF-formule

## MATERIAUX

DESCRIPTION	QUANTITÉ OBLIGATOIRE	CNK	QTY	NOTE
<b>PACKAGING</b>				
<b>COMPTE-GOUTTES OFFICINAL</b>	<b>2 PCS</b>			<b>Il n'est pas nécessaire qu'il soit diplômé. Ph.Eur. : 1 G = 20 gouttes d'eau à 20°C.</b>
Compte-Gouttes En Verre PP18 - 100 ml - 90 mm		1499-565	25 PCS	
Compte-Gouttes En Verre PP18 - 15 ml - 56 mm		1499-490	25 PCS	
Compte-Gouttes En Verre PP18 - 20 ml - 56 mm		1499-508	25 PCS	
Compte-Gouttes En Verre PP18 - 30 ml - 76 mm		1499-516	25 PCS	
Compte-Gouttes En Verre PP18 - 50 ml - 86 mm		1499-540	25 PCS	
Compte-Gouttes En Verre PP28 - 100 ml - 100 mm		1499-557	25 PCS	
Compte-Gouttes Verre PP28 - 100 ml - 100 mm		2987-089	24 PCS	
Compte-Gouttes En Verre PP28 - 30 ml - 65 mm		1499-532	25 PCS	
Compte-Gouttes En Verre PP28 - 60 ml - 90 mm		2343-291	20 PCS	
<b>FLACON STÉRILE POUR GOUTTES OCULAIRES</b>	<b>1 PC</b>			
Flacon Verre Brun Zentrop Sterile 10 ml		2399-973	10 PCS	
<b>PETIT ÉQUIPEMENT DE LABORATOIRE</b>				
<b>JEU DE 3 ENTONNOIR</b>	<b>3 PCS</b>			Aucune disposition sur le plastique ou le verre. Tenez compte des interactions possibles entre les actifs et le matériau.
Entonnoir Pour Liquide Pvc 50 mm		1515-840	1 PCS	
Entonnoir Pour Liquide Pvc 120 mm		1515-782	1 PCS	
Entonnoir Pour Liquide Verre 50 mm		1515-741	1 PCS	
Entonnoir Pour Liquide Verre 100 mm		1515-667	1 PCS	
Entonnoir Pour Poudre Pvc 150 mm - 2,9 cm		1545-490	1 PCS	
Entonnoir Pour Poudre Pvc 350 mm - 5,7 cm		1545-516	1 PCS	
<b>JEU DE MESURE CYLINDRIQUE DE 10 À 100 ML</b>	<b>2 PCS</b>			Au moins un cylindre de mesure de 10 ml et un de 100 ml.
Mesure Cylindrique Verre Gradué 10 ml		1524-644	1 PCS	
Mesure Cylindrique Verre Gradué 100 ml		1524-677	1 PCS	
Mesure Cylindrique Verre Gradué 25 ml		1524-701	1 PCS	
Mesure Cylindrique Verre Gradué 50 ml		1524-735	1 PCS	

## MATERIAUX

DESCRIPTION	QUANTITÉ OBLIGATOIRE	CNK	QTY	NOTE
<b>PIPETTE GRADUÉE DE 1 ML À 10 ML</b>	<b>2 PCS</b>			Au moins une pipette de 1 ml et une autre de 10 ml. Calibré à 1/10ml
Pipette Graduée 1 ml		2649-853	1 PCS	
Pipette Graduée 5 ml		2649-861	1 PCS	
Pipette Graduée 10 ml		2649-879	1 PCS	
<b>JEU DES BÉCHERS VAN 50 À 1000 ML</b>	<b>2 PCS</b>			
Mesure Berlin Verre Gradué 1000 ml		1532-191	1 PCS	
Mesure Berlin Verre Gradué 150 ml		1544-022	1 PCS	
Mesure Berlin Verre Gradué 2000 ml		1532-209	1 PCS	
Mesure Berlin Verre Gradué 25 ml		1544-014	1 PCS	
Mesure Berlin Verre Gradué 250 ml		1532-167	1 PCS	
Mesure Berlin Verre Gradué 400 ml		1532-175	1 PCS	
Mesure Berlin Verre Gradué 50 ml		1532-142	1 PCS	
Mesure Berlin Verre Gradué 600 ml		1532-183	1 PCS	
Bécher Berlin Pyrex Graduée 100 ml		1108-091	1 PCS	
Bécher Berlin Pyrex Graduée 1000 ml		1108-141	1 PCS	
Bécher Berlin Pyrex Graduée 250 ml		1108-109	1 PCS	
Bécher Berlin Pyrex Graduée 400 ml		1108-125	1 PCS	
Bécher Berlin Pyrex Graduée 50 ml		1108-075	1 PCS	
Bécher Berlin Pyrex Graduée 600 ml		1108-133	1 PCS	
<b>FIOLE CONIQUE 250 ML</b>	<b>1 PC</b>			
Erlenmeyer Verre Gradué 250 ml		2649-978	2 PCS	
<b>BAGUETTE VERRE</b>	<b>1 PC</b>			
Baguette Verre 20 cm - Diam. 6 mm		2649-960	1 PCS	
<b>PAPIER FILTRE BLANC</b>	<b>1 PC</b>			
Papier À Poudre Et Filtre Blanc 105x140mm		2869-212	1000 PCS	
<b>THERMOMÈTRE</b>	<b>1 PC</b>			De -10°C à 110°C, calibré en degrés
Thermomètre Labo -10 °C A 110 °C		2650-067	1 PCS	
<b>TIGETTES PH</b>	<b>1 PC</b>			Résolution d'une demi-unité
Tigettes Ph (7-14) Par Étapes De 0,5		2650-042	100 PCS	

## MATERIAUX

DESCRIPTION	QUANTITÉ OBLIGATOIRE	CNK	QTY	NOTE
<b>4 SPATULES</b>	<b>4 PCS</b>			
Spatule Avec Poignée En Plastique (France) 14 cm		2649-655	1 PCS	
Spatule Avec Poignée En Plastique (France) 17 cm		2649-671	1 PCS	
Spatule Avec Poignée En Plastique (France) 20 cm		2649-689	1 PCS	
<b>UNE PAIRE DE MORTIERS LISSES APPROPRIÉS AVEC UN PILON ADAPTÉ</b>	<b>2 PCS</b>			
Mortier Porcelaine Lisse 105/3 150 ml H.5 cm-Dia.8,5 cm		1515-477	1 PCS	
Mortier Porcelaine Lisse 128/5 250 ml H.6,5cm-Dia.11cm		1515-485	1 PCS	
Mortier Porcelaine Lisse 145/6 400 ml H.7,5cm-Dia13,5cm		1515-493	1 PCS	
Mortier Porcelaine Lisse 172/9 1000 ml H.9cm-Dia.16,5cm		1515-519	1 PCS	
Mortier Porcelaine Lisse 200/10 1500 ml H.11cm-Dia.21cm		1515-527	1 PCS	
Mortier Porcelaine Lisse 260/11 2500 ml H.13cm-Dia.26cm		-	1 PCS	
Pillon Porcelaine Lisse + Manche En Bois N° 1 - 120 mm		1561-083	1 PCS	
Pillon Porcelaine Lisse + Manche En Bois N° 3 - 150 mm		1561-091	1 PCS	
Pillon Porcelaine Lisse + Manche En Bois N° 5 - 190 mm		1561-117	1 PCS	
Pillon Porcelaine Lisse + Manche En Bois N° 7 - 250 mm		9715-108		
<b>BOLS EN PORCELAINE OU EN MÉTAL</b>	<b>6 PCS</b>			Les mortiers disponibles peuvent être utilisés/comptés à cette fin
<b>TAMIS EN FIL DE SOIE OU DE MÉTAL</b>	<b>2 PCS</b>			Avec des ouvertures de 0,15 mm et 0,30 mm
Tamis Inox A Pores 0,30 mm - Diam. 20 cm		0004-696	1 PCS	
Tamis Inox A Pores 0,15 mm - Diam. 20 cm		0004-697	1 PCS	
<b>FORMULAIRE POUR SUPPOSITOIRES</b>	<b>1 PC par taille</b>			Pour les nourrissons, les enfants et les adultes
Moule Suppo 10 Cavités - 1 g		0004-696	1 PCS	
Moule Suppo 30 Cavités -1 g		0004-697	1 PCS	
Moule Suppo 100 Cavités - 1 g		0004-698	1 PCS	
Moule Suppo 10 Cavités - 2 g		0004-699	1 PCS	

## MATERIAUX

DESCRIPTION	QUANTITÉ OBLIGATOIRE	CNK	QTY	NOTE
Moule Suppo 30 Cavités - 2 g		0004-700	1 PCS	
Moule Suppo 100 Cavités - 2 g		0004-701	1 PCS	
Moule Suppo 10 Cavités - 3 g		0004-702	1 PCS	
Moule Suppo 30 Cavités - 3 g		0004-512	1 PCS	
<b>ENTUBEUSE</b>	<b>1 PC</b>			
Entubeuse Transparent 100 ml		2654-838	1 PCS	
Entubeuse Transparent 150 ml		2654-846	1 PCS	
<b>PLAQUE À POMMADE</b>	<b>1 PC</b>			
Plaque à Pommade Verre (Noir/Transparent) 30X40 cm		6002-651	1 PCS	
<b>ÉQUIPEMENT DE PRÉPARATION</b>				
<b>APPAREIL DE CHAUFFAGE (agitateur magnétique)</b>	<b>1 PC</b>			Avec des agitateurs magnétiques si nécessaire. La température et la vitesse doivent être réglables.
Fagronlab AMS Agitateur Magnét. Analogue + Pla. Ch		via rep	1 PCS	
Fagronlab PRO-DMS Agitateur Magn. Digital + Pla. Ch.		via rep	1 PCS	
Aimant Teflon 20 mm		1524-925	1 PCS	
Aimant Teflon 40 mm		1524-933	1 PCS	
Aimant Teflon 60 mm		1524-974	1 PCS	
<b>BALANCES</b>	<b>1 PC</b>			
Mettler Toledo Balance ME 204 T/M		6002-358	1 PCS	
Mettler Toledo Balance ME 303 T/M		6002-360	1 PCS	
Mettler Toledo Balance ME 3002 T/M		6002-359	1 PCS	
Mettler Toledo Balance ME 403T/M		6002-362	1 PCS	
Mettler Toledo Balance ME 4002 T/M		6002-361	1 PCS	
Mettler Toledo Balance ML 204 T/M		6002-363	1 PCS	
Mettler Toledo Balance ML 303 T/M		6002-365	1 PCS	
Mettler Toledo Balance ML 503 T/M		6002-367	1 PCS	
Mettler Toledo Balance MS 1003 TS/M		6002-368	1 PCS	
Mettler Toledo Balance ML 3002 T/M		6002-364	1 PCS	
Mettler Toledo Balance ML 4002 T/M		6002-366	1 PCS	

## MATERIAUX

DESCRIPTION	QUANTITÉ OBLIGATOIRE	CNK	QTY	NOTE
<b>POIDS D'ETALONNAGE</b>	<b>afhankelijk weegschaal</b>			Un poids d'étalonnage approuvé par type de balance. Ces poids d'étalonnage ne doivent pas être touchés à la main.
Mettler Toledo Poids D'Etalonnage 10 g - Classe F1		2649-457	1 PCS	
Mettler Toledo Poids D'Etalonnage 50 g - Classe F1		2649-473	1 PCS	
Mettler Toledo Poids D'Etalonnage 100 g - Classe F1		2649-481	1 PCS	
Mettler Toledo Poids D'Etalonnage 200 g - Classe F1		2649-499	1 PCS	
Mettler Toledo Poids D'Etalonnage 500 g - Classe F1		2649-507	1 pcs	
Mettler Toledo Poids D'Etalonnage 2 kg - Classe F1		via rep	1 pcs	
<b>MOULIN À TROIS CYLINDRES</b>	<b>1 PCS</b>			
Exakt 50 Pommadeuse		6002-328	1 pcs	
<b>RÉFRIGÉRATEUR</b>	<b>1 PCS</b>			Température contrôlée de 2° à 8°C
Réfrigérateur Meditherm 365C/10 tiroirs		9798-724	1 pcs	
Réfrigérateur Meditherm 365C/8 tiroirs		9798-733	1 pcs	
Réfrigérateur Meditherm 180C Avec 4 Tiroirs		6002-338	1 pcs	
Réfrigérateur Meditherm 181C Avec 3 Grilles		6002-336	1 pcs	
<b>HOMOGENÉISATEUR</b>	<b>1 PCS</b>			Au moins 30 ml doivent être homogénéisés
Bamix De Luxe 2 Vitesses Noir 1		6002-398	1 pcs	
Bio-Homogeniser 1 cm Pour le Bamix		6002-325	1 pcs	